

FICHE PRODUIT

Canule nasale à haut débit (CNHD), ou Système d'oxygénothérapie à haut débit (OHD), Modèle NV6

Référence : SOC-00021392

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Canule nasale à haut débit (CNHD) ou Système d'oxygénothérapie à haut débit (OHD), Modèle NV6

Le **Système d'oxygénothérapie à haut débit (OHD)** ou encore **Canule nasale à haut débit (CNHD), Modèle NV6** fournit un **traitement par ventilation** (oxygénothérapie à haut débit) aux patients souffrant d'insuffisance respiratoire aiguë.

- Les **canules nasales à haut débit (CNHD)** de grand diamètre, permettent aux patients de recevoir un **mélange d'air et d'oxygène humidifié à haut débit**.
- Le traitement particulier du **Système d'oxygénothérapie à haut débit (OHD), Modèle NV6** pour les patients réside dans le fait que la bulle de vibration à haute fréquence permet au flux d'air entrant dans le système respiratoire du malade de produire des oscillations à haute fréquence, afin d'aider rapidement ses poumons à mieux fonctionner.
- Cela permet d'améliorer sa respiratoire, de réduire la quantité d'espace mort, d'accélérer l'expectoration et la récupération.
- Le **Système d'oxygénothérapie à haut débit (OHD), Modèle NV6** est beaucoup utilisé

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

en **unité des soins intensifs (USI)**, en **salle de réanimation** et est vivement recommandé aux **malades du Covid-19**, de la broncho pneumopathie chronique obstructive...

Caractéristiques techniques du Système d'oxygénothérapie à haut débit (OHD), Modèle NV6

- Système d'oxygénothérapie Néonatal, Pédiatrique et Adulte (OHD)
- Réglage de débit: Mode enfant: 2L / min-25L / min Mode adulte: 10L / min-70Lmin
- Mélangeur O₂, humidificateur, Humi. Chambre, respiration, tige porte-sérum, tuyau de gaz
- Pression de fonctionnement d'entrée: 280 kPa à 600 kPa
- Concentration en oxygène à la sortie: 21% à 100%
- Précision de la concentration en oxygène: $\pm 3\%$
- Plage de contrôle OHD: 0-10cm H₂ O
- Protection contre la surpression des voies respiratoires: 2-10cm H₂ O
- Type de connecteur d'entrée de source de gaz: DISS
- Débit: 10-15L / min ou 0-30L / min (facultatif)
- Dimensions: 539mm (L) x 287mm (L) x 347mm (H)
- Poids: NW = 1,6 kg, GW = 7,75 kg

Livré avec:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

LA DESCRIPTION	Qté
Mélangeur KL-20 Air / O2	1 pc
Ensemble d'écoulement de 15 litres	1 pc
Tuyau Air Gaz / IEC	1 pc
Tuyau de gaz oxygène / IEC	1 pc
Tige porte-sérum	1 pc
Valve à bulle OHD	1 pc
Limiteur de pression réglable / 2-10cmH2O	1 pc
Pince unipolaire réglable	1 pc
Double pôle réglable	1 pc
Humidificateur respiratoire / Fisher & paykel / MR810AEU / IEC 230V 50 / 60Hz (ROHS)	1 pc
Circuit respiratoire à flux continu pour nourrisson / Fisher & paykel / RT224 / Réservoir d'eau et fil chauffant / jetable	1 pc
Canule nasale prématurée (ROUGE) / Fisher & paykel / BC2425-20	1 pc
Canule nasale néonatale (JAUNE) / Fisher & paykel / BC2435-20	1 pc
Humidification automatique Humi.AIDE, Nouveau-né / DHA200 3431	1 pc
Kit nasal Babi.Plus nOHD / longueur réglable / avec purgeur d'eau / DCI200 (BN21)	1 pc
Kit nasal Babi.Plus nOHD (tailles 0 et 1) / DCI200 (BN11)	1 pc
Pince connecteur / mélangeur	1 pc
Connecteur de sortie de gaz / DISS / Plastique	1 pc
Manuel d'utilisation du NV6	1 pc

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/13702-respirateurs-de-reanimation-a-bulle-cpap-modele-nv6.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com