

FICHE PRODUIT

BAC DE LAVAGE MAINS COMMANDE AU GENOU

Référence : SOC-1617201

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

BAC DE LAVAGE MAINS COMMANDE AU GENOU

Bac lavage mains tout inox avec commande au genou du mélange eau chaude / eau froide.

Idéal en complément de l'unité de lavage de corps pour votre salle technique, ce bac est fabriqué en inox 18/10 ème.

Il est réservé au lavage des mains.

Équipé d'un mélangeur eau chaude / eau froide, (mélange pré réglé en usine mais facilement modifiable) celui-ci se manipule à l'aide d'une commande fémorale par panneau basculant. Il s'actionne par la pression du genou.

Grâce à cet évier, l'hygiène est irréprochable puisque vous n'êtes pas en contact direct avec la commande.

Sa cuve rectangulaire et profonde limite tout contact avec les bords afin d'éviter les risques de propagation.

Facile à installer et sa taille lui permet de s'adapter aux espaces réduits.

Ce bac possède également un dossier de 370 mm qui lui permet d'être suspendu au mur à hauteur souhaitée afin de faciliter son utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/unites-de-lavage/13703-bac-de-lavage-mains-cde-au-genou.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com