

FICHE PRODUIT

Protège gonade anti-X modèle KELIDA GS

Référence : SOC-GS1981

Description du produit

Protège gonade anti-X modèle KELIDA GS

Le **Protège gonade anti-X modèle KELIDA GS** sert à protéger les **gonades** des professionnels de radiologie, contre les effets néfastes de l'émission des **rayons ionisants** pendant leurs différentes interventions sur les patients.

Au cours de certains examens radiologiques, le **Protège gonade anti-X modèle KELIDA GS** est aussi recommandé aux patients pour leur protection.

Socimed vous l'offre en différentes variétés d'**équivalence plomb** : 0,25mm ; 0,35mm et 0,5mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-des-gonades/13711-protège-gonade-anti-x-modele-kelida-gs.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
equivalence_plomb - 0,25 mm	SOC-GS1981a	
equivalence_plomb - 0,35 mm	SOC-GS1981b	
equivalence_plomb - 0,5 mm	SOC-GS1981c	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com