

FICHE PRODUIT



Calot plombé modèle X-16

Référence : SOC-X16

Points forts

- délais : 48 heures
- Équivalence plomb : 0,5 mm

Description du produit

Calot plombé modèle X-16

Le **Calot plombé modèle X-16** est un accessoire efficace à la **protection du crâne** des professionnels de radiologie, contre les effets néfastes de l'émission des **rayons ionisants** durant leurs différentes interventions.

- Type universel
- **Équivalence plomb** : 0,5 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/protections-de-la-tete-et-du-cou/13716-calot-plombe-modele-x-16.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Équivalence plomb	0,5 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com