

FICHE PRODUIT



Protège gonade anti-X modèle X-05

Référence : SOC-X051981

Points forts

- délais : 48 heures
- Équivalence plomb : 0,5 mm

Description du produit

Protège gonade anti-X modèle X-05

Le **Protège gonade anti-X modèle X-05** est utile à la **protection des testicules** des professionnels de radiologie, contre les effets néfastes de l'émission des **rayons ionisants** au cours de leurs interventions.

Lors des examens radiologiques, il est également conseillé aux patients surtout les enfants car ils sont plus sensibles aux rayonnements.

Équivalence plomb : 0,5 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-des-gonades/13721-protege-gonade-anti-x-modele-x-05.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Équivalence plomb	0,5 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com