

FICHE PRODUIT

Incubateur néonatal standard, modèle BT-500S

Référence : SOC-BT500S

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Incubateur néonatal standard, modèle BT-500S

BT-500 est un incubateur pour nourrissons, qui peut contrôler avec précision la température et l'humidité à faible bruit, offrant le meilleur environnement pour la récupération des nouveau-nés. En outre, la caméra CCD permet la surveillance à distance du nouveau-né. Le moniteur SpO2 et la balance intégrés assurent une surveillance totale du nouveau-né. Basé sur un design ergonomique, le BT-500 offrira aux clients un confort extrême.

FONCTIONNALITÉS INCUBATEUR NEONATAL :

- Asservissement à la température de la peau / d'air
- Servomoteur d'Humidité
- surveillance de la température de la peau double
- Structure du capot à double paroi
- lit inclinable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**1- Contrôle de la température**

- Plage de contrôle de l'air : Normal: 23,0 ~ 37,0 ° C;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Plage de contrôle : 30 ~ 95%;
- Plage de mesure : 15 ~ 99% $\pm$ 5% HR (sans condensation);
- Plage de mesure de l'air : 20,0 ~ 45,0 ° C $\pm$ 0,5 ° C;
- Système de contrôle : Vapeur (ébullition à 100 ° C);
- Plage de contrôle cutané : Normal: 35,0 ~ 37,5 °C; Priorité: 37,6 ~ 39,0 °C;
- Réservoir d'eau : 1,000ml (Autoclavable);
- Affichage: LCD couleur TFT 7";
- Peau Gamme de mesure : 25,0 ~ 45,0° C $\pm$ 0,3°;
- Garantie : Unité principale 2ans.

2- Capot

- Inclinaison du matelas : jusqu'à 12°
- Niveau sonore
- Taille du filtre à air : 0.3micron
- Efficacité du filtre à air: 99.8%
- Paroi double
- Rideau d'air
- Plateau de rayons x

3- Masimo SpO2 avec CCD et moniteur externe (option)

- Affichage : LCD couleur TFT 7 " ;
- Plage de SpO2 : 1 ~ 100% ;
- Précision SpO2 : 70 ~ 100% $\pm$ 3digits; 0 ~ 69%: non spécifié;
- Plage de fréquence du pouls : 25 ~ 240bpm $\pm$ 3digits
- Caméra CCD : 510 x 492 pixels; Enregistrement video

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/13728-incubateur-neonatal-standard-modele-bt-500s.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com