

FICHE PRODUIT

Autoclave Horizontal - KALSTEIN

Référence : SOC-Y00055

Description du produit

Les autoclaves Kalstein sont applicables pour la stérilisation d'instrument solide non emballé dans le département de stomatologie, d'ophtalmologie, de salle d'opération et de CSSD.

Caractéristiques:

- Programmes de stérilisation pour tissu, instrument, caoutchouc et liquide.
- Équipé de l'imprimante pour imprimer la date, l'heure et les paramètres de processus.
- Construire-dans le générateur efficace de vapeur, contrôle de température de micro-ordinateur.
- Parfait système de gestion de l'autorité à quatre niveaux pour éviter les erreurs de fonctionnement.
- Le système d'échappement d'air à pression positive pour évacuer l'air froid de la chambre.
- La fonction de post-teinture rend l'humidité résiduelle des articles stérilisés inférieure à 3%.
- L'écran tactile affiche la température, la pression, l'heure, l'état de marche et l'avertissement de panne.
- Surchauffe dispositif de protection automatique, dispositif de verrouillage de sécurité à double porte, soupape de surpression, protection contre les courts-circuits et protection contre les

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

suppressions.

Modèles	YR0055	YR0056	YR0057	YR0058
Capacité	100 L	150 L	200 L	300 L
Taille de la chambre	f400 x 850 mm	f500 x 710 mm	f500 x 950 mm	f632x 1000 mm
Matériel de la chambre	304 acier inoxydable médical			
Max pression de travail	0.23Mpa			
Temps de travail	105-136°C			
Précision de la température	+ 0.1°C			
Consommation d'énergie	11Kw			17Kw
Source de courant	380V, 50HZ			
Taille externe (mm)	125 x 730 x 1660	1110 x 750 x 1742	1350 x 750 x 1742	1400 x 890 x 1780
Taille de l'emballage (mm)	1450 x 1000 x 1950	1370 x 890 x 2060	1510 x 890 x 2060	1700 x 1050 x 2090
Poids brut	310 kg	470 kg	540 kg	830 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-horizontale/13729-autoclave-horizontal-kalstein.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
autoclave_capacite - 100 L	SOC-YR0055	
autoclave_capacite - 150 L	SOC-YR00561	
autoclave_capacite - 200 L	SOC-YR0057	
autoclave_capacite - 300 L	SOC-YR0058	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com