

FICHE PRODUIT



RITIPS PROFESSIONAL RITTER stérile, 0,2 ml

Référence : RIT-RIT02PROS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

RITIPS PROFESSIONAL RITTER stérile, 0,2ml; Compatibilité quasi universelle:

Description

- Ripette, Multipette, Eppendorf 4780
- Stepmate, traçage, traçage Electronique,
- Electronique,
- l'affichage est inopérant;
- Gamme d'aliqots 4 à 40 µl;
- Volume distribué selon la position sélectionné par la Ripette:
 - * position 1: 4 µl,
 - * position 2: 8 µl,
 - * position 3: 12 µl,
 - * position 4: 16 µl,
 - * position 5: 20 µl;
- Nombre de distributions par position: * Position 1: 48,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Position 2: 23,
- * Position 3: 15,
- * Position 4: 11,
- * Position 5: 8.

Condition minimum de vente: 100.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ritips-professional-ritter/1373-ritips-professional-ritter-sterile-0-2ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com