

FICHE PRODUIT

Electrocardiographe (Appareil d'ECG) à LED 12 canaux, Modèle **CARDIO M**

Référence : SOC-30112200

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Électrocardiographe (Appareil d'ECG) à LED 12 canaux avec Interprétation, Modèle **CARDIO M**

L'appareil **ECG Cardio M** est un électrocardiographe compact et économique avec 1, 3, 6 et 12 dérivations pour la mesure et l'interprétation de l'ECG. Le **Cardio M** enregistre les données du patient (ID, nom, âge, sexe, taille, poids, ECG). Le système **ECG Cardio M** prend en charge la transmission par fax des ECG sauvegardés via le modem disponible en option. L'interface LAN permet de connecter le périphérique ECG à un ordinateur.

Spécifications techniques de l'électrocardiographe Cardio M:

- Mesure l'électrocardiographie et la fréquence cardiaque;
- Ecran LED ;
- Imprimante : Imprimante thermique matricielle ;
- Vitesse d'impression graphique: 12,5, 25, 50 mm / s ;
- Type de papier: rouleau de papier thermique (210 x 300 mm) ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Enregistrement à 12 canaux ;
- Filtres ca: 50/60 Hz, -20 dB ou plus ;
- Sensibilité: 5, 10, 20 mm, auto / mV ;
- Alimentation: Secteur: 100V - 240 V, 50/60 Hz ou batterie rechargeable (disponible en option) ;
- Consommation électrique: max 60W ;
- Dimensions: 296 x 305,5 x 97,5 mm ;
- Poids: 3,2 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/13731-electrocardiographe-appareil-d-ecg-a-led-12-canaux-modele-cardio-m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com