

FICHE PRODUIT

Appui-tête multipositions en PVC Noir

Référence : SOC-004222

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Supports de tête en PVC Noir

Support de tête plastique pour civières

Sert également d'accessoire de thanatopraxie pour les soins (Support bras, jambes et tête)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/morgue/13743-suppports-de-tete-en-pvc-noir.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com