

FICHE PRODUIT

Chariot pour médicaments, Modèle YC55S2

Référence : SOC-TIA-YC55S2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot pour médicaments, Modèle YC55S2

- * Surface du chariot possédant des barreaux, empêchant les produits de tomber
- * Toutes les boîtes sont verrouillables.
- * Tous les tiroirs possèdent des systèmes de fermeture.
- * Structure principale: fabriquée en acier enduit de plastique roulé à froid.
- * Surface de travail: acier enduit de plastique roulé à froid.
- * Garde-fous fait en acier enduit de plastique roulé à froid.
- * 1er niveau: tiroir pour médicaments doté d'un seul compartiment et de dimensions : (L) 600 mm x (l) 400 mm x (H) 130 mm.
- * 2ème niveau: (L) 600 mm x (l) 400 mm x (H) 130 mm.
- * 3ème niveau: (L) 600 mm x (l) 400 mm x (H) 130 mm.
- * 4ème niveau: (L) 600 mm x (l) 400 mm x (H) 130 mm.
- * 5ème niveau: (L) 600 mm x (l) 400 mm x (H) 130 mm.
- * 6ème niveau: (L) 600 mm x (l) 400 mm x (H) 130 mm.
- * poignets à fermeture aimantée fabriqué en acier enduit de plastique roulé à froid.
- * Largeur x Profondeur x Hauteur (hauteur jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires : (L) 732 mm x (l) 510 mm x (H) 1 164 mm.
- * Dimensions totales: 820 mm x 615 mm x 1 295 mm.
- * Dimensions d'expédition: 920 mm x 715 mm x 1 465 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Poids à l'expédition: 62 kg.
- * Boîtes de PC, 12 pcs ou 6 pcs (différentes tailles). Le plus petit: maximum 48 grilles, 600 mm x 400 mm x 50 mm; Le grand : maximum 12 grilles, 600 mm x 400 mm x 125 mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-medicaments/1375-chariot-pour-medicaments-modele-yc55s2.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com