

FICHE PRODUIT

Agitateur magnétique chauffant STUART SB 162-3 multipostes

Référence : SOC-SB 162-3

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Agitateur magnétique chauffant STUART SB 162-3 multipostes avec plaque en alliage d'aluminium et de silicone.

- 3 postes d'agitation indépendants
- 3 témoins "HOT" pour la sécurité de l'utilisateur
- Température de l'ambiance à 325°C
- Capacité d'agitation de 3 x 2 l
- Vitesse d'agitation de 100 à 1500 tours/min
- Classe de protection IP 32.
- Dimensions : 600 x 270 x 110 mm
- Alimentation : 220/240 V
- Capacité d'agitation : 3 x 2 L
- Vitesse d'agitation : 100 à 1500 tours/min
- Affichage écran : Sans

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Nombre de postes : 3
- Dimension plaque : 160 x 160 mm
- Matière plaque : Alliage Aluminium / Silicone
- Plage / Gamme de température : 50 à 325° C
- Température maximum : 325°C
- Poids brut : 12.75 KG

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-magnetique/13751-agitateur-magnetique-chauffant-stuart-sb-162-3-multipostes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com