

FICHE PRODUIT

Multi paramètre de paillasse WTW Inolab 9310 nu

Référence : SOC-9310NU

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le multi paramètre de paillasse Inolab Multi 9310 est idéal pour s'initier à la mesure multiparamétrique numérique avec les sondes IDS.

Avantages:

- traitement des signaux de mesure dans la sonde sans interférences
- transfert numérique des signaux de mesure et des informations complémentaires
- reprise automatique des données de calibration et paramétrages
- transmission des données via le port USB
- capacité de mémoire de 5000 entrées
- mesure de Ph, redox, conductivité ou oxygène dissous
- possibilité de raccordement de différentes sondes IDS

Caractéristiques

- Echelle : 0 à 100 °C ; 0 à 14 pH ; 0 à 20 mg/l ; $\pm 1200,0$ mV
- Affichage écran : Digital

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Nom d'électrode : Sonde SenTix® 980
- Mémoire de données : 500 (en mode manuel) /5000 (en mode automatique)
- Interface : Mini USB
- Exactitude mV : $\pm 0,2$
- Résolution mV : $\pm 0,2$
- Résolution pH : $\pm 0,004$
- Précision : $\pm 0,004$ pH ; $\pm 0,2$ °C

Accessoires obligatoires :

- Sonde d'oxygène optique FDO 925 avec câble 1,5 mètre
- Sonde de conductivité ids-4 tetracon 925 avec câble 1,5m.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/divers/13757-multi-parametre-de-paillasse-wtw-inolab-9310-nu.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com