


FICHE PRODUIT

Naso-fibroscope - Vidéo Laryngoscope modèle insight iS3-C / F

Référence : SOC-iS3CF81

Points forts

- délais : 10 jours

Description du produit

Naso-fibroscope - Vidéo Laryngoscope modèle insight iS3-C / F

Le **Naso-fibroscope - Vidéo Laryngoscope modèle insight iS3-C / F** est un instrument médical multifonction qui sert à l'**intubation trachéale** en permettant de visualiser la glotte, poser des diagnostics...

Un **petit écran couleur de 3.5"** est fixé sur son manche **sans fibre optique**.

Le **Naso-fibroscope - Vidéo Laryngoscope modèle insight iS3-C / F** assure aux médecins une bonne qualité d'images, leur épargne des opérations difficiles, et les préserve des soucis d'endommager facilement les oscilloscopes comme les bronchoscopes à fibre optique traditionnels, etc.

1) Champ d'application du Naso-fibroscope - Vidéo Laryngoscope modèle insight iS3-C / F:

Il est large, le **Naso-fibroscope - Vidéo Laryngoscope modèle insight iS3-C / F** est utilisé en anesthésie, en réanimation, en soins intensifs, en salle d'opération, en sauvetage d'urgence pour gérer toutes sortes de problèmes liés aux voies aériennes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

2) Comment se passe l'intubation?:

L'intubation est rapide, claire et fiable.

L'intubation trachéale est un geste médical consistant à introduire un tube, appelé sonde endotrachéale, dans la trachée en passant par la bouche ou, plus rarement par le nez.

L'intubation est réalisée par un médecin, sous monitoring par scope avec fréquence cardiaque et tracé ECG. Un produit de sédation peut être injecté au patient si besoin, et si les conditions le permettent.

Elle se fait par le **Naso-fibroscope - Vidéo Laryngoscope modèle insight iS3-C / F**, qui va permettre de guider le geste avec une meilleure visibilité grâce à une sonde lumineuse.

La tête du patient en extension forcée, la lame du **Naso-fibroscope - Vidéo Laryngoscope modèle insight iS3-C / F** est insérée dans la bouche, jusqu'à la glotte, puis la sonde d'intubation est glissée dans la trachée.

La sonde est ensuite reliée à différents appareils, en fonction de l'indication et les circonstances de l'intubation : un appareil à ventilation manuelle, un respirateur, un système d'aspiration.

3) Autres caractéristiques du Naso-fibroscope - Vidéo Laryngoscope modèle insight iS3-C / F :

- Insight iS3-C / F est un **Naso-fibroscope - Vidéo laryngoscope flexible**; électronique innovant qui n'utilise pas de fibre optique pour l'imagerie et l'éclairage, il n'est pas aussi facile d'être endommagé que le FOB traditionnel, il est durable et facile à entretenir.
- Insight iS3-C / F est portable, facile à déplacer et à transporter pour différents services.
- Insight iS3-C / F a une superbe qualité d'image HD, une vue claire pour une opération et des diagnostics plus précis.
- Insight iS3-C / F peut être mobile grâce à ce **Chariot pour Naso-fibroscope - Vidéo Laryngoscope** qui est un accessoire optionnel.
- Insight iS3-C / F peut être livré avec un **grand écran (7~10")** moyennant des frais supplémentaires.

4) Données techniques du Naso-fibroscope - Vidéo Laryngoscope modèle insight iS3-C / F :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Petit diamètre d'extérieur	Canal de travail	ET tube	DLT	Intubation orale	Intubation nasale	Aspiration / biopsie / médicaments Accouchement/ Corps étranger Extraction / alimentation en oxygène
5.8mm	2.6mm	≥ 6.5	/	✓	/	✓
5.2mm	2.2mm	≥ 6.5	/	✓	✓	✓
4.5mm	1.2mm	≥ 5.5	F41	✓	✓	✓
3.6mm	/	≥ 4.5	F37	✓	✓	/
2.8mm	/	≥ 3.5	F32	✓	✓	/

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/laryngoscopes-video/13759-laryngoscope-video-modele-insight-is3-c-f.html>

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	10 jours

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com