

FICHE PRODUIT



Cônes finntip filter 2 000 - 10 000 µl, en rack stérile de 24

Référence : THE-FIN10MLFRS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• **Caractéristiques des cônes finntip filter 2 000 - 10 000 µl**

- Stérilisés par irradiation;
- Absence de RNase et DNase;
- Niveau d'endotoxine contrôlé;
- Condition minimum de vente: 5 racks de 24.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-finntip-filter/1376-cones-finntip-filter-2000-10000-l-en-rack-sterile-de-24.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com