

FICHE PRODUIT

Chariot pour Naso-fibroscope - Vidéo Laryngoscope

Référence : SOC-iS3CF82

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Chariot pour Naso-fibroscope - Vidéo Laryngoscope

Le **Chariot pour Naso-fibroscope - Vidéo Laryngoscope** est un équipement médical qui sert essentiellement à déplacer ce **Naso-fibroscope - Vidéo Laryngoscope modèle insight iS3-C / F** pendant un examen, une opération médicale...en salle d'anesthésie, de réanimation, en soins intensifs, en salle d'opération ou en sauvetage d'urgence.

Il est à roulettes avec une plaque qui sert de support pour fixer plusieurs **Naso-fibroscope - Vidéo Laryngoscope** dotés d'écran de dimensions différentes: **3.5"** et/ou **(7~10")**... Il n'est pas encombrant et est très pratique.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-divers/13760-chariot-pour-laryngoscope-video.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com