


FICHE PRODUIT

Balance mécanique à colonne avec affichage du BMI (IMC)

Référence : SOC-756

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cette balance à colonne à cadran rond est dotée d'une fonction qui la distingue des autres balances mécaniques : pendant la pesée, elle détermine directement l'indice de masse corporelle ou BMI (IMC), un critère reconnu par l'Organisation Mondiale de la Santé comme paramètre individuel de statut nutritionnel. Equipée de la toise seca 224, cette balance à cadran rond peut même être transformée en station combinée de pesée et de mesure de la taille. Cette élégante solution complète convient avant tout aux cabinets médicaux et aux services de médecine générale dans les hôpitaux; mais elle constitue également un auxiliaire bien commode pour les agents de santé dans le monde entier. Dans les pharmacies et salles de sport, elle permet d'offrir aux clients un service supplémentaire.

Caractéristiques techniques

- Poids net : 18,5 kg
- Largeur de la plateforme: 335 mm
- Hauteur de la plateforme : 80 mm
- Profondeur de la plateforme : 345 mm
- Largeur du produit : 360 mm
- Hauteur du produit : 1.000 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Profondeur du produit : 628 mm
- Graduation : 500 g
- Capacité : 160 kg

Fonctions

- Extra robuste.
- IMC.
- Fonction remise à zéro.
- Roulettes de transport.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/13761-balance-mecanique-a-colonne-avec-affichage-du-bmi-imc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com