

FICHE PRODUIT



Réactifs ELISA Chlamydia Trachomatis IgG

Référence : SOC-IgG96

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réactifs ELISA Chlamydia Trachomatis IgG

Ces réactifs sont destinés à être utilisés pour évaluer le statut sérologique d'un patient vis-à-vis d'une infection à Chlamydia Trachomatis. Ils sont également utilisés pour évaluer les sérums appariés pour la présence d'une augmentation significative des IgG spécifiques comme indicateurs d'une infection récente ou actuelle à Chlamydia Trachomatis.

Caractéristiques

- Kits ELISA pour maladies infectieuses
- Méthode ELISA: Dosage immunosorbant lié aux enzymes
- Plage de détection Qualitatif Positif; Contrôle négatif et coupure
- Échantillon 5uL Serum
- Spécificité 98,5%
- Sensibilité 96,1%
- Temps total ~ 75 min

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/13764-reactifs-elisa-chlamydia-trachomatis-igg.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com