

FICHE PRODUIT



Microcuvettes pour hémoglobinomètre diaspect

Référence : SOC- 605355

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Les microcuvettes de plexiglas employées par DiaSpect ont une durée de conservation de 2,5 ans et peuvent être conservée de 0 à 50°C, signifiant que la réfrigération n'est pas nécessaire.

L'entreposage à court terme est possible à -30°C à 70°C pour un maximum de 24 heures.

volume échantillon <10µl.

Conditionnement: 5 boîte de 100.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/hemoglobinomètre/13765-microcuvettes-pour-hemoglobinomètre-diaspect.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com