

FICHE PRODUIT



Microcuvette pour hemo-control EKF

Référence : SOC-605103

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Microcuvette pour hemo-control EKF

- Emballage individuel (4 x 50).
- Volume 8 µl.
- Durée de vie 2 ans.
- Conservation a température ambiante.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/hemoglobinometre/13767-microcuvette-pour-hemo-control-ekf.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com