


FICHE PRODUIT



Ancillaires (Set d'instruments) pour clou gamma

Référence : SOC-90681IN

Description du produit

- Description

Ancillaires (Set d'instruments) pour clou gamma

Composition du set

- Boulon conique
- Douille de protection 12 x 14 mm pour trou proximal
- Fil Manchon 12 x 3mm
- Trocart 3mm
- Alésoir proximal pour vis céphalique 12mm
- Taraud pour tire-fond
- Tire-fond T-clé
- Boulon d'insertion de vis céphalique
- Jauge de mesure inversée
- Clé à boulon conique 17mm
- Tête motrice

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Tige de béliet
- RAM
- Jauge de profondeur
- Douille de protection pour trou distal 11 x 8 mm
- Guide-mèche 8 x 4,5 mm
- Trocart 8mm
- Douille de protection pour alésoir proximal 17mm
- Alésoir proximal 17mm
- Poinçon à os canulé
- Guide fil 3mm x 40mm
- Douille de protection pour alésoir proximal 17mm
- Tournevis 3.5mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/13768-ancillaires-set-d-instruments-pour-clou-gamma.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com