

FICHE PRODUIT



Test d'analyse du cancer de la prostate - PSA 25 tests

Référence : SOC-I34334

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Test PSA

Le **test d'analyse pour le cancer de la prostate** est un test rapide à utiliser avec des échantillons de sérum et de plasma.

Caractéristiques techniques

Méthode : Immunochromatographique

Format: Cassette

Température: 4 - 30°C

Echantillons: Sérum, Plasma

Conditionnement minimum de vente: 25 tests

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/13769-test-d-analyse-du-cancer-de-la-prostate-psa.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com