

FICHE PRODUIT



Test de l'hormone lutéinisante (LH) - 96 tests

Référence : SOC-HEF0404

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Test de l'hormone lutéinisante (LH) - 96 tests

Le Test de l'hormone lutéinisante (LH) permet de détecter dans l'urine, l'hormone lutéinisante qui joue un rôle clé dans la fertilité.

Caractéristiques techniques

Certification: CE

Echantillon: Urine

Conditionnement minimum de vente: 96 tests

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/13770-test-de-l-hormone-luteinisante-lh-96-tests.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com