

FICHE PRODUIT



Test biologique d'agglutination passive directe TPHA - 200 Tests

Référence : SOC-H221920

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Test biologique d'agglutination passive directe TPHA - 200 Tests

Le **test biologique TPHA** permet le diagnostic de la syphilis. Ce test détecte les différents stades de la maladie et aide à un diagnostic clair.

Caractéristiques techniques:

Méthode: Haemagglutination

Echantillon: Serum

Température: 2 - 8°C

Echantillon: Sérum

Mesure: Lame

Certification: CE

Conditionnement minimum de vente: 200 tests

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/13772-test-biologique-d-agglutination-passive-directe-tpa-200-tests.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com