

FICHE PRODUIT



Reactifs Elisa pour VIH Ag et Ab

Référence : SOC-ELVIH96

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Reactifs Elisa pour VIH Ag et Ab

Ce réactif est destiné à la détection qualitative des anticorps (Ag/Ab) dirigés contre le VIH dans le sérum / plasma / sang humain comme pour faciliter le diagnostic du VIH.

Caractéristiques

- Incubation: 1ère -60 minutes / 2ème-30 minutes / 3ème-15 minutes
- Sensibilité: $\geq 99,5\%$
- Lavage: Deux cycles de lavage: 6 fois par cycle
- Quantité minimum de vente: 1boite de 96réactifs

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/13773-reactifs-elisa-pour-vih-ag-et-ab.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com