

FICHE PRODUIT

Lampe de Wood portable

Référence : SOC-710701

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules Fluocompactes
- Type de fixation : Portable

Description du produit

Cette lampe de Wood (tubes fluorescents) est un outil de diagnostic de qualité destiné à réaliser des examens dermatologiques. Elle produit une lumière ultraviolette (lumière noire) permettant d'examiner confortablement la peau du patient et de détecter des problèmes invisibles sous une lumière du jour classique.

Elle est particulièrement utile dans le diagnostic de l'érythrasma, des mycoses cutanées, des lésions pigmentées, des infections cutanées bactériennes mais aussi du vitiligo, mélanomes, dermatoses ...

Légère (250g) et dotée d'une poignée ergonomique, elle se manipule facilement.

Son tube fluorescent (d'une longévité d'environ 3000 heures) est protégé par une vitre synthétique.

Elle est alimentée sur le secteur et dispose d'un câble d'alimentation d'une longueur confortable de 2.80m.

Coloris : noir.

Poids en main : 250 grammes.

Longueur d'onde : 370 nm.

Puissance : 9 Watts - Tension 230 V.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/13775-lampe-de-wood-portable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules Fluocompactes
Type de fixation	Portable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com