

FICHE PRODUIT

Bistouri électrique Surtron 80

Référence : SOC-SU1080

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bistouri électrique Surtron 80

Le bistouri électrique Surtron 80 est particulièrement recommandé pour les opérations mini-invasives en chirurgie ambulatoire, vasculaire, dermatologie, odontologie, poste de secours ou vétérinaire. Il permet d'effectuer de manière rapide, simple et efficace, des opérations de coupe de coagulation des tissus grâce à son mode monopolaire coupe et coagulation et son mode bipolaire coagulation. Accessoirisé, ce bistouri électrique monopolaire bipolaire est composé de :

- 1 câble alimentation 2MT 3x1 mm SIE-IEC
- 1 câble pour la connexion d'électrode neutre type monopolaire
- 1 électrode neutre acier 120 x 160 mm
- 1 kit d'électrodes assorties 10 pz 5 cm
- 1 manche porte électrodes multi-usages avec poussoirs (CUT/COAG)
- 1 pédale unique non étanche

Il inclut de multiples connecteurs (connecteur pour électrode neutre, porte-électrodes, pour pédale). Il mémorise les derniers paramètres utilisés, offre un affichage digital de la puissance et

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

permet un réglage du niveau acoustique de signal d'émission. Totalement sécurisé, le bistouri Surtron 80 dispose de systèmes de contrôle automatique et signalent les dommages ou erreurs possibles détectés. La connexion de l'électrode neutre est toujours sous surveillance.

Caractéristiques techniques:

Puissance maximale de coupe	80 W-250 Ω
Puissance maximale de coupe-coagulation	60 W-200 Ω
Puissance maximale de coagulation	50 W-150 Ω
Puissance maximale de coagulation bipolaire	30 W-100 Ω
Fréquence de travail	600 KHz
Electrode neutre	F
Réseaux sélectionnable	115-230 Vac
Fréquence de réseau	50-60 Hz
Puissance maximum absorbée	230 VA
Dimensions	254 x 104 x 288 mm
Poids	5 kg

Livré complet avec :

- Porte-électrode multiusage,
- Kit de 10 électrodes assorties 5cm.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bistouris-electriques/13777-bistouri-electrique-surtron-80.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com