

FICHE PRODUIT



Réactifs Elisa Hépatite B Ag

Référence : SOC-ELHB96

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réactifs Elisa Hépatite B Ag

Ces réactifs détectent l'Ag HBs (antigène de surface de l'hépatite B) dans le sérum / plasma humain.

Caractéristiques

- Réactifs concentrés: conjugué (21x) / tampon de lavage (40x)
- Valeur de coupure: 0,1 + moyenne de NC (contrôle négatif)
- Sensibilité: $\geq 99,0\%$
- Il est disponible en boîte de 96T.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/13778-reactifs-elisa-hepatite-b-ag.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com