

**FICHE PRODUIT**



## Réactifs Elisa Ag HCV (Virus de l'Hépatite C)

Référence : SOC-ELVHC96

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

#### Réactifs Elisa Ag HCV (Hépatite C)

Ils détectent les anticorps du HCV (virus de l'hépatite C) dans le sérum / plasma humain.

##### Caractéristiques

- Application: qualitative
- Réactivité de l'espèce: humaine
- Valeur de coupure: 0,2 + moyenne de NC (contrôle négatif)
- Lecture d'absorbance à 450 nm
- Il est disponible en pack 96T.

### Conformité et garantie



Marquage CE

##### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

##### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/13779-reactifs-elisa-ag-vhc-virus-de-l-hepatite-c.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)