

**FICHE PRODUIT**

## Cônes à filtre GILSON 0,2 - 10 µl, en rack de 96

Référence : GIL-F161710

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

Cônes à filtre GILSON 0,2 - 10 µl, en rack de 96; Longueur: 31 mm;

- \* En Polypropylène translucide;
- \* Cônes naturels;
- \* Autoclavables à 121°C pendant 20 min;
- \* Les filtres bloquent les particules supérieures à 1 µm;
- \* Rack à charnière;
- \* Absence de RNase, DNase et Protéase;
- \* Absence de métaux lourds;
- \* Conditionnement: 10 racks de 96;
- \* Condition minimum de vente: 960.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/cones-a-filtre-gilson/1378-cones-a-filtre-gilson-0-2-10-l-en-rack-de-96.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com