


FICHE PRODUIT



kit d'instruments pour fixateur externe circulaire ilizarov, Grand

Référence : SOC-520000

Description du produit

kit d'instruments pour fixateur externe circulaire ilizarov, Grand

8Pcs.= Half Ring : 200/220/240mm (*)

2Pcs.= 5/8 Rings (*)

2Pcs.= Italian Arch (*)

20Pcs.= Cannulated Bolts

10Pcs.= Connection Bolts

9Pcs.= Telescopic Rods : 100, 150, 200mm (3 each)

3Pcs.= Telescopic Rod : Graduated

18Pcs.= Threaded Rods : 150, 200, 250mm (6 each)

100Pcs.= Nuts

8Pcs.= Short Connection Plates : 3 Holes, 4 Holes (4each)

6Pcs.= Short Connection Plates : 5, 6, 7 Holes (2 each)

2Pcs.= Male Post (*)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

2Pcs.= Female Post (*)

6Pcs.= Hinge - Male/Female

20Pcs.= Washers

6Pcs.= Sockets

4Pcs.= Shanz Pins (*)

4Pcs.= Shanz Pins Fixation bolts

2Pcs.= Oblique Support

10Pcs.= K.Wire 1.8mm

5Pcs.= Olive Wires 1.8mm

NB : (*) Veuillez indiquer la taille requise de l'article marqué * au moment de la confirmation de la commande.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/13780-jeu-d-instruments-d-ilizarov-grand.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com