

FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamétrique modulaire Modèle Q3

Référence : SOC-Q300101

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Moniteur multiparamétrique modulaire: 3/5 Lead ECG, HR, RESP, NIBP, SpO2, PR, 2-TEMP, C.O, EtCO2, 2 x IBP, Modèle Q3

Caractéristiques:

La nouvelle série Q de Moniteurs multiparamétriques offre une conception modulaire flexible et une surveillance complète.

Les moniteurs de la série Q fournissent les paramètres vitaux les plus fréquemment utilisés, y compris l'ECG de plomb 3/5, RESP, NIBP, SpO2, 2-TEMP, C.O, EtCO2, 2 x IBP.

Spécifications techniques:

- Écran tactile LCD 10,4 ", résolution 800 × 600
- Module d'intégration Cadre avec 2 emplacements
- 3/5 Lead ECG, HR, RESP, NIBP, SpO2, PR, 2-TEMP, C.O, EtCO2, 2 x IBP
- Batterie au lithium rechargeable (11,1 V / 4000 mAH)

Accessoires standards :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Câble ECG à connecteur à 5 broches (IEC) (12 broches) (AQ) (crypté)
- Électrodes adhésives jetables pour adultes (connecteur à pression, 10 pièces / paquet)
- Capteur réutilisable adulte BLT SpO2 numérique (9 broches) (crypté)
- Câble d'extension SpO2 (série A 12 broches à 9 broches) (série A / Q / V6)
- Tuyau PVC NIBP, 3m □ avec connecteur série A
- Brassard adulte avec connecteur M5124 (25cm-35cm)
- Batterie au lithium LB-08 (11,1 V / 4000 mAh) (série A / Q / E / F)
- Cordon d'alimentation (Europe)
- Manuel d'utilisation

Module C.O :

- 1 câble de sortie cardiaque
- 1 sonde de température d'injection en ligne (SP4042)
- 1 Boîtier de sonde de température d'injection en ligne (SP5045)
- 1 seringue de contrôle

Module EtCO2 : Module CO2 BLT Sidestream (C1) avec kit d'accessoires adulte / pédiatrique:

- Piège à eau 1pc,
- Ligne d'échantillonnage de CO2 jetable 1pc,
- Adaptateur de voies respiratoires 3 voies type L pour patient intubé 1pc

Module IBP : Module IBP à 2 canaux intégrés avec kit d'accessoires

- Connecteur d'extension IBP 4 broches à 6 broches série 2,
- Câble d'interface de transducteur de pression avec connecteur 2 pièces;
- Kit de transducteur de pression jetable 2 ensembles

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/13794-moniteur-multiparametrique-modulaire-modele-q3.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com