

FICHE PRODUIT

Seringues en verre, Bout métal Luer centré, 5 ml

Référence : SOC-GEU-511105

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Seringues en verre, * Bout métal Luer centré * 5 ml.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-en-verre/138-seringues-en-verre-luer-centre-5ml.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com