

**FICHE PRODUIT**



## Moteur chirurgical électrique pour chirurgie osseuse

Référence : SOC-368040A

### Description du produit

Moteur chirurgical électrique pour chirurgie osseuse

- Perceuse à os électrique
- Usage intensif supérieur
- Régulateur de vitesse pratique par bouton-poussoir
- Voltage: 220V

### Conformité et garantie



Marquage CE

#### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/13807-moteur-chirurgical-electrique-pour-chirurgie-osseuse.html>



**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)