


FICHE PRODUIT



Capteur Intra-orale RVG 6200

Référence : SOC-RVG6200

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de Radiographie : Numérique

Description du produit

Le nouveau RVG 6200 est la technologie qui redéfinit l'imagerie intra-orale. Nos dernières innovations en matière de numérisation intra-orale et de traitement d'images simplifient votre flux de travail et peuvent être configurées en fonction de vos préférences.

Grâce à des fonctionnalités faciles d'utilisation, le RVG 6200 s'intègre immédiatement à votre cabinet.

Vous améliorez ainsi l'efficacité de votre diagnostic grâce à un système d'imagerie intra-orale de pointe équipé de filtres sophistiqués et adapté à vos méthodes de travail.

Résolution réelle des images : 24 pl/mm.

Résolution théorique du capteur : 27,03 pl/mm.

Taille du pixel : 19 microns..

Technologie : Capteur Scintillateur Fibre optique.

Avantages

- Toujours allumé et prêt! Activation supplémentaire plus nécessaire.
- Flux de travail simple.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Qualité d'image élevée avec sa résolution réelle de 24pl/mm.
- Nouveau design ergonomique.
- Robuste et fiable.
- Flexible et logiciel compatible avec Twain.
- Nouvelles options de filtres de netteté.
- Système d'acquisition simplifié en 3 étapes: positionner, exposer, visualiser

Le RVG 6200 est livré avec:

- Capteur RVG 6200, avec câble USB 2 de 3 mètres.
- Kit avec positionneurs RVG de Carestream – type brosse à dents.
- Enveloppes hygiéniques (50 pcs).
- Guide d'utilisation.
- Guide d'installation.
- Support pour montage mural.
- Dental Imaging, édition Windows.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/radiographie-dentaire/13814-capteur-intra-orale-rvg-6200.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de Radiographie	Numérique

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com