

FICHE PRODUIT



Distributeur de préservatif à double colonnes, Modèle UNIBLOCK 2

Référence : SOC-2632587

Points forts

- délais : 48 heures
- Nombre de colonne du Distributeur : Deux colonnes

Description du produit

Distributeur de préservatif à double colonne, Modèle UNIBLOCK 2

Le **Distributeur de préservatif à double colonne, Modèle UNIBLOCK 2** est une machine mécanique en acier adaptable pour la vente de produits en petit format emballé dans une boîte en carton.

C'est un appareil facile d'usage et sa conception est personnalisable selon votre produit, votre devise et votre langue.

Le **Distributeur de préservatif à double colonne, Modèle UNIBLOCK 2** est une machine mécanique fabriquée en tôles d'acier de 1,5 cm d'épaisseur. Il est composé de 2 canaux, indépendants du produit et du prix.

Ce **Distributeur de préservatif à double colonne, Modèle UNIBLOCK 2** convient à tous les produits du marché: conservateurs, papier à rouler, briquets, chewing-gum, filtres, brosses à dents, etc. S'ils sont correctement emballés dans des boîtes en carton.

Spécifications techniques du Distributeur de préservatif à double colonne, Modèle UNIBLOCK 2:

- Capacité : elle dépend des produits, de 75 paquets de papier à rouler par canal, à 48

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

briquets ou conservateurs 24/72 (selon le type) ;

- Dimensions du distributeur : H668 x W338 x 100 mm ;
- Poids : 20 kg environ ;
- Dimensions maximales de l'emballage (l x H x E en mm): 63 x 25 x 87 ;
- Dimensions minimales de l'emballage (l x H x E en mm): 20 x 5 x 30.

Autres :

- Le mécanisme complètement démontable avec quelques vis.4 ;
- L'appareil bloque lorsque le produit est terminé ;
- Possibilité d'une clé personnalisée.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/distributeur-de-preservatifs/13820-distributeur-de-preservatif-a-double-colonnes-modele-uniblock-2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Nombre de colonne du Distributeur	Deux colonnes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com