

FICHE PRODUIT



Réfrigérateur de banque de sang modèle TBR-360U

Référence : SOC-TBR360U

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réfrigérateur de banque de sang Modèle TBR-360U

Les réfrigérateurs de banque de sang TECSONIC sont disponibles en six tailles différentes et conçus pour répondre aux exigences strictes de stockage du sang total. Le corps extérieur de l'instrument est en acier doux de forte épaisseur, dûment enduit de poudre avec une chambre intérieure en acier inoxydable (304). La sélection complète de réfrigérateurs à 4 ° C comprend le contrôleur de température micro contrôlée avec alarme audio-visuelle en cas d'écart de température.

CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR DE BANQUE DE SANG:

Contrôleur de température micro contrôlé avec alarme audio-visuelle pour les températures élevées et basses et porte ouverte.

Paniers robustes en acier inoxydable (304).

Affichage de la valeur Set & Process.

Système de réfrigération extra-fort sans CFC

L'unité est montée sur une roue pivotante pour une mobilité facile.

Isolation sans CFF PUF (mousse polyuréthane) pour assurer la stabilité de la température et

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

économiser la consommation d'énergie.

ACCESSOIRES OPTIONNELS DU RÉFRIGÉRATEUR DE BANQUE DE SANG:

Enregistreur de température circulaire 7 jours / Système d'enregistrement de données multicanal ou monocanal avec port RS 485

Prise en charge de la batterie pour Temp. Affichage et temp. Enregistreur jusqu'à 6 heures

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES du réfrigérateur de banque de sang:

Models	TBR-60	TBR-120	TBR-200	TBR-250	TBR-300	TBR-360
Temperature	4.0°C avec $\pm 1.0^\circ$ C précision					
Alarme haute / basse	Préréglé Haut à 6,0 ° C et Bas à 2,0 ° C (peut être modifié)					
Taille intérieure (LxPxH cm)	45x40x62	45x40x95	62x52x95	62x52x112	62x52x130	72x52x130
Volume (Litre)	110 Liters	180 Liters	300 Liters	360 Liters	425 Liters	485 Liters
Nombre de plateaux	2 Nos.	4 Nos.		5 Nos.	6 Nos.	
Sacs de sang (Aprox.)	60/450 ml	120/450 ml.	200 / 450 ml.	250/450 ml.	300/450 ml.	360/450 ml.
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 Hz Single Phase					

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/13821-refrigerateur-de-banque-de-sang-modele-tbr-360u.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com