


FICHE PRODUIT



Capteur SPO2 NELLCOR OXY Ped. Souple

Référence : SOC-122700006

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Capteur SPO2 NELLCOR OXY Ped. Souple

Les capteurs SpO2 sont destinés à la mesure en continue de la saturation artérielle en oxygène non invasive et la surveillance de la fréquence cardiaque.

Spécifications

- 1- Longueur: (M) 0,90 mètre - 2,95 ft
- 2- Nature: Compatible
- 3- Nb De Contacts (Coté Équipement): 9 contacts
- 4- Site D'application Recommandé: Index ou autre doigts
- 5- Type De Capteur Silicone souple
- 6- Type De Capteur Silicone souple

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/13827-capteur-spo2-nellcor-oxy-ped-souple.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com