

FICHE PRODUIT

Agitateur secoueur à plateau CE

Référence : SOC-40348018

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Agitateur secoueur à plateau CE

La vitesse de l'**agitateur secoueur à plateau CE, Modèle SOC-40348018** est mesurée à l'aide d'un dispositif optoélectronique et réglée électroniquement. Le dispositif de logement du plateau est entraîné par un mécanisme excentrique dont l'amplitude est de 3 mm (de pointe à pointe). Les mouvements rotatifs de l'arbre moteur excentrique sont transmis au dispositif de logement par des roulements à bille robustes.

Quatre éléments de liaisons tubulaires évitent que le dispositif de logement ne tourne. Contrairement aux suspensions à un point traditionnelles, ces éléments de liaison en silicone s'adaptent de façon symétrique par rapport au centre de la rotation. Un mouvement uniforme, horizontal et circulaire en résulte à chaque point du dispositif de logement.

Un commutateur permet de sélectionner les différentes fonctions: «0» = hors service, «I» = fonctionnement continu et «II» = minuterie.

La minuterie est réglable de 1 à 60 minutes.

Le plateau est revêtu d'un tapis caoutchouté antidérapant, sur lequel des petits récipients sont maintenus en toute sécurité. Pour nettoyer le tapis, utiliser de l'eau et du détergent.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécificités techniques :

Tension du réseau	230 Volt, 50 hertz, 40 watt
Câble	env. 1,5 m avec fiche
Dimension totale	env. 150 x 160 x 103 mm
Dimensions du plateau	env. 200 x 400 mm
Poids total	env. 4,7 kg (appareil 4060 g, plateau 650 g)
Moteur	Moteur à condensateur
Fréquence d'agitation	de 100 à 1100 tr/min

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/13829-agitateur-secoueur-a-plateau-ce-modele-soc-40348018.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com