

FICHE PRODUIT



Mélangeur à rouleaux à vitesse de rotation variable, CE

Référence : SOC-40349018

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Mélangeur à rouleaux à vitesse de rotation variable, CE

Le mélangeur à rouleaux à vitesse de rotation variable, CE, Modèle SOC-40349018

possède **dix rouleaux de PVC à rotation parallèle** qui présentent une surface à mouvements uniformes pour des flacons etc.

Les tubes sont tournés synchroniquement sur leur axe longitudinal et bascules de-ci, de-là le long de leur surface d'appui.

Le mélangeur à rouleaux à vitesse de rotation variable, CE, Modèle SOC-40349018 est spécialement **destiné au mélange homogène d'échantillons d'analyses** (par ex. sang entier) pour les déterminations hématologiques ainsi que pour le mélange en douceur de suspensions de cellules. Il empêche de plus, la sédimentation des échantillons (dispersions) de tous types, telles peintures, vernis, huiles, cosmétiques, etc.

Spécificités techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Poids de charge utile	Max. 5,0 kg
Vitesse de rotation	2-30 tr/min, réglable en continu
Poids	7.6 kg
Dimensions	436 x 358 x 105 mm
Nombre de rouleaux	10 enlevé
Moteur	Moteur à bague de déphasage. 90 watt

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/13830-melangeur-a-rouleaux-a-vitesse-de-rotation-variable-ce-modele-soc-40349018.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com