

FICHE PRODUIT

Lames porte-objets pour diagnostics immuno fluorescent, CE,

Référence : SOC-42422010

Points forts

- délais : 48 heures
- Epaisseur de lame : 1.0 mm
- Conditionnement des lames : Boite de 100

Description du produit

Lames porte-objets pour diagnostics immuno fluorescent, CE,

Les lames porte-objets en epoxy ont été conçues pour mener à bien **les diagnostics immuno-fluorescents**.

Ils sont disponible en deux couleurs : noir et Bleu et quatre configurations.

Imprimé noir, epoxy 3 cercles numérotés d'env. 10 mm diam.

Emballage	Epaisseur	Dimensions
100 pièces	env. 1 mm	env. 75 x 25 mm

Imprimé noir, epoxy 10 cercles d'env. 6 mm diam.

Emballage	Epaisseur	Dimensions
100 pièces	env. 1 mm	env. 75 x 25 mm

Imprimé bleu, epoxy 1 cercle d'env. 8 mm diam.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Emballage	Epaisseur	Dimensions
100 pièces	env. 1 mm	env. 75 x 25 mm

Imprimé noir, 8 cercles numérotés, env. 6 mm diam.

Emballage	Epaisseur	Dimensions
100 pièces	env. 1 mm	env. 75 x 25 mm

Caractéristiques des lames époxy :

Résistantes à l'acétone et autoclavable

Durée de conservation des lames : un an à température ambiante

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lames-porte-objets-standards/13832-lames-porte-objets-pour-diagnostiques-immuno-fluorescent-ce-modele-soc-42422010.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Epaisseur de lame	1.0 mm
Conditionnement des lames	Boite de 100

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com