

FICHE PRODUIT

Combinaison de protection jetable cat III type 4,5 et 6 PROTECT PRO

Référence : SOC-456111

Points forts

- délais : 48 heures
- Taille du tablier radioprotection : Large (42 - 44)

Description du produit

Combinaison de protection jetable cat III type 4,5 et 6 PROTECT PRO

Matière et structure: Elle est non-tissée en polypropylène et laminée. Matière antistatique. Combinaison douce, légère et flexible.

C'est un modèle à capuche avec rabat adhésif sur fermeture à glissière, Élastiques aux poignets et aux chevilles, cagoule et taille, Légère et souple et Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

Utilisation: Elle assure une protection optimale selon son type de classement:

- **Type 4** : excellentes performances de barrière **face aux risques bactériologiques**.
- **Type 5** protège des particules fines
- **Type 6**: protège des éclaboussures légères de produits chimiques.

La **Combinaison de protection jetable cat III type 4,5 et 6 PROTECT PRO** est adaptée pour la lutte contre les agents infectieux (la grippe aviaire, grippe A (H1N1), virus, strass, coronavirus et bien d'autres), la manipulation d'agents chimiques, les Services d'urgence, le Travail médico-légal etc.

Conditionnement de vente: Emballé individuellement dans un sac plastique et Disponible dans 4 tailles: M , L , XL, XXL

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tablier/13833-combinaison-de-protection-jetable-cat-iii-type-4-5-et-6-protect-pro.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Taille du tablier radioprotection	Large (42 - 44)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com