

FICHE PRODUIT



Thermomètre numérique à usage vétérinaire

Référence : SOC-80450

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Thermomètre numérique à usage vétérinaire

- Pointe flexible
- Dimension LCD: 15 x 7 mm
- Plage de mesure: 32 ~ 42,9 °C
- Précision: ± 0.1 °C
- Dimensions: 138x21x10 mm
- Batterie: 1,5V LR41
- Temps de mesure: 60 sec.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/13835-thermometre-numerique-a-usage-veterinaire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com