

FICHE PRODUIT



Bougie Hégar double en Acier inoxydable jeu de 15 tailles

Référence : SOC-600218

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bougie (Dilatateur) Hégar double en Acier inoxydable jeu de 15 tailles

- Longueur : 20 cm
- Tailles : de n° 1/2 à n° 29/30

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/dilatateur-de-hegar/13838-bougie-hegar-double-en-acier-inoxydable-jeu-de-15-tailles.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com