

FICHE PRODUIT

Milieu Stuart liquide avec écouvillon stérile COPAN

Référence : SOC-MSL192602

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Milieu Stuart liquide avec écouvillon stérile COPAN

Le **Milieu Stuart liquide avec écouvillon stérile COPAN** est constitué d'un écouvillon standard avec milieu Stuart liquide stérile COPAN. Il sert à transporter et à conserver des **prélèvements microbiologiques** pour la **culture des bactéries aérobies**.

- Type d'écouvillon : standard ;
- Partie sécable : Aucune ;
- Matière de l'embout : Viscose/Rayonne ;
- Type de l'embout : Classique ;
- Emballage : Sachet pelable unitaire ;
- Nom du milieu : Stuart ;
- Etat du milieu : Liquide ;
- Couleur du bouchon : Blanc, orange, rouge ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Volume de milieu : 1 ml, 1,2 ml ;
- Type de tige : Simple, double ;
- Matière de la tige : Aluminium, plastique.

Avantages du Milieu Stuart liquide avec écouvillon stérile COPAN :

- Conservation du prélèvement jusqu'à 24h avant mise en culture.
- Le milieu Stuart liquide est contenu dans une éponge en polyuréthane totalement inerte.

Différentes configurations du Milieu Stuart liquide avec écouvillon stérile COPAN proposées sur SOCIMED :

- Avec tige simple, en plastique et volume de milieu 1 ml;
- Avec tige simple, en aluminium et volume de milieu 1 ml
- Avec tige double, en plastique et volume de milieu 1,2 ml

Conditionnement de vente : sachet de 50 pièces

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ecouvillons-et-milieus-de-transport/13840-milieu-stuart-liquide-avec-ecouvillon-sterile-copan.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
type_tige - Simple, matiere_tige - Plastique, volume_milieu - 1 ml	SOC-MSL192602a	
type_tige - Simple, matiere_tige - Aluminium, volume_milieu - 1 ml	SOC-MSL192602b	
type_tige - Double, matiere_tige - Plastique, volume_milieu - 1,2 ml	SOC-MSL192602c	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com