

FICHE PRODUIT

Balance Analytique Série Abs-N, Kern

Référence : SOC-ABS80-4N

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

La balance d'analyse ABS-N, KERN®, est dotée d'une calibration externe CAL. Ce matériel de laboratoire comporte une chambre de protection de série ainsi qu'un écran LCD rétro éclairé. Son mode d'aide au dosage permet une grande stabilité et le choix entre plusieurs paramètres de filtrage. La combinaison de la fonction "tare/impression" simplifie la création et la documentation de formules : les composants des formules sont numérotés et imprimés automatiquement avec numéro et poids. La balance d'analyse ABS-N, KERN®, imprime automatiquement les données après chaque arrêt. Le numéro d'identification à 4 chiffres, programmable, est imprimé dans le protocole d'ajustage.

- Affichage LCD : 14 mm.
- Alimentation : Adaptateur secteur (fourni).
- Type : Analytique.
- Précision (mg) : 0.1
- Reproductibilité (mg) : 0.2
- Plateau - Ø ou L x l (mm) : Ø 91
- Linéarité (mg) : ± 0.3
- Portée Maximum (g) : 82
- Calibrage : externe

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Écran : LCD rétro éclairé, hauteur de chiffres 14 mm
- Plateau : inox Ø 91 mm
- Alimentation : adaptateur secteur (fourni)
- Dimensions totales LxPxH : 210x340x325 mm
- Espace de pesée LxPxH : 174x162x227 mm
- Poids (env.) : 6 Kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/balance-de-precision/13844-balance-analytique-serie-abs-n-kern.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com