

FICHE PRODUIT

Pipettes à Dilution D'après Malassez- Potain Pour globules rouges

Référence : SOC-40359001

Points forts

- délais : 48 heures
- Matière de la pipette : en plastique
- Tolérance des pipettes : $\pm 0.001\text{ml}$

Description du produit

Pipettes À Dilution D'après Malassez-Potain Pour globules rouges

Conçues pour la prise de sang, **les pipettes à dilution d'après Malassez-potain** sont dotées d'une paroi épaisse et leurs extrémités sont renforcées et polies. Avec une graduation indélébile bleue «ASSISTENT-PERMANENT» recuite au four.

Variante(s):

Rouge – pour exportation hors de l'UE, exécution courante

Blanc – pour exportation hors de l'UE, exécution courante

Rouge – CE

Blanc – CE

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Non.	Pour dilutions de	Rapport de mélange	Exécution	Pour globules
40359001	1:100, 1:200, 1:300, 1:400, 1:500	1:101	exécution courante	Rouge
40359002	1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50	1:11	Exécution courante	Blanc
40359701	1:100, 1:200, 1:300, 1:400, 1:500	1:101	CE	Rouge
40359702	1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50	1:11	CE	Blanc

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-plastique-monobloc/13845-pipettes-a-dilution-d-apres-malassez-potain-pour-globules-rouges.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Matière de la pipette	en plastique
Tolérance des pipettes	±0.001ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com