

FICHE PRODUIT

Echographe Doppler portable sans fil

Référence : SOC-U63500

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Échographe Doppler portable sans fil

Léchographie Doppler portable sans fil est un système qui se connecte par **WIFI**. Il est compatible avec **Android, Windows, système IOS, Application gratuite**. Il est configuré avec une batterie au lithium qui peut faire fonctionner **l'échographe portable sans fil** pendant 7 à 9 heures en continu;

Application:

- 1) Anesthésiologie: deux objectifs principaux - Bloc nerveux (anesthésie locale des nerfs pour trouver les nerfs) et ponction veineuse profonde
- 2) Urgence: dépistage primaire et diagnostic RAPIDE, ambulance, etc.
- 3) Département de néphrologie et d'urologie: examen des pierres, appareil d'hémodialyse (pour trouver une ponction vasculaire, néphrolithotomie percutanée, etc).
- 4) USI: épanchement pleural, divers organes, ponction vasculaire, etc.
- 5) Autres hôpitaux primaires, communautés, autres services, tels que le diagnostic initial, la consultation, etc.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques :

- Etanche à l'eau IPX 6;1)
- Autonomie de la batterie: 7 à 9 heures.
- Compatible avec Android, Windows, système IOS, APP gratuite;
- Connectez-vous à l'appareil d'affichage par WIFI;
- Poids léger: 290g
-

L'appareil est livré avec:

- 1 sonde** amovible au CHOIX
- 1 Adaptateur AC-DC Norme européenne**
- 1 Chargeur**
- 1 Boîtier en alliage d'aluminium portable**
- 1 Logiciel USB (logiciel inclus), compatible Android,**
- 1 Machine principale Windows et IOS**
- 1 sac de protection**

EN OPTION:

6 sondes différentes pour diagnostiquer différentes parties du corps;.(Sonde amovible).

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/echographe-doppler-couleur-portable/13846-echographe-doppler-portable-sans-fil-wifi-modele-ulw6.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com