

FICHE PRODUIT

Table de réanimation néonatale modèle BN100 Top Grade

Référence : SOC-BN100TG

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

1. Description

La **Table de réanimation néonatale BN100 Top Grade (BN100TG)** est un équipement médical spécialisé utilisé par les hôpitaux, cliniques, maternités et services de réanimation néonatale. Elle sert à prendre en charge les nouveau-nés dans leurs premières minutes ou heures de vie, notamment pour assurer le maintien d'une température corporelle stable, la photothérapie pour jaunisse, la ventilation ou aspiration, et la surveillance post-natale immédiate. Elle convient aux professionnels de santé : pédiatres, infirmiers néonatalogues, équipes d'urgence obstétrique, etc. Elle est utilisée sous un environnement hospitalier strict ou dans des cliniques de soins intensifs néonataux.

2. Avantages

- **Température maîtrisée** : système asservi à microprocesseur avec modes préchauffage, automatique et manuel pour une température cutanée précise.
- **Sécurité accrue** : alarmes visuelles et sonores (panne de courant, écart ou défaillance de capteur, surchauffe), tête chauffante réglable, protections transparentes pour limiter les risques.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Fonctionnalité photothérapie intégrée** : unité LED de photothérapie intégrée, permettant un traitement du jaunisse sans matériel additionnel conséquent.
- **Polyvalence et confort de soin** : inclinaison du lit, tête de chauffe ajustable ($\pm 90^\circ$), plateaux et tiroirs pour le rangement, connecteur RS-232 pour intégration ou export des données, éclairage LED réglable.
- **Hygiène et visibilité** : surfaces transparentes pliables, matériaux adaptés pour un nettoyage facile, cookies / protection perfusion, meuble ventilé et sécurisé.

3. Contexte d'utilisation

- **Service de néonatalogie et maternité** : après accouchement, pour la prise en charge rapide des nouveau-nés prématurés ou souffrant d'hypothermie, ou nécessitant photothérapie pour hyperbilirubinémie.
- **Bloc obstétrique / urgences** : aide lors des naissances nécessitant réanimation néonatale, aspiration, ventilation immédiate.
- **Transport néonatal intra-hospitalier** : avec lit inclinable, alimentation sécurisée, alarmes, pour stabiliser le bébé avant un transfert vers unité de soins intensifs.
- **Formation et enseignement médical** : simulation de soins néonataux, formation des étudiants en pédiatrie ou sage-femmes à l'utilisation d'une table de réanimation complète.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/13855-table-de-reanimation-neonatale-bn100tg.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com