


FICHE PRODUIT

Stérilisateur à Vapeur Vertical, Modèle NC 100

Référence : SOC-NC100

Points forts

- délais : 48 heures
- Configuration du stérilisateur : De paillasse

Description du produit

Stérilisateur à Vapeur Vertical, Modèle NC 100

Le **stérilisateur NC 100** est destiné à de lourds travaux et possède une technologie de pointe pour la stérilisation des textiles, les matériaux emballés, le verre et les liquides. C'est **l'instrument de choix pour les salles d'opération, les laboratoires, les cabinets dentaires**, la biologie, les départements vétérinaires et agricoles des universités, la microbiologie, et la contrôle qualité en laboratoires pour des industries telles que l'industrie alimentaire.

Spécifications Techniques / NC 100 Stérilisateur à Vapeur Vertical

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Volume de la chambre (litres)	100
Température de stérilisation	105°C - 136°C
Nombre de programme prédéfinis	5
Nombre de programme libres	10
Programmes spéciaux	Stérilisation liquide et séchage
Programmes de test	Fuite de vide, Bowie et Dick
Niveau de vide minimum	200 mbar
Système de contrôle	N-Smart™
Afficheur	4,3" Affichage LCD Coloré
Matériel extérieur	Acier inoxydable
Matériel intérieur	Acier inoxydable et acier inoxydable en revêtu de poudre électrostatique
Accessoires standard	3 paniers de stérilisation
Consommation d'énergie	7.500 W
Alimentation électrique	400 V - 50/60 Hz, 3 phases+N+G
Dimensions de la chambre (Dia x H) mm	Ø 396x840 mm
Dimensions extérieures (LxPxH) mm	890x640x1115 mm
Dimensions de l'emballage (LxPxH) mm	970x730x1260 mm
Poids net / emballé kg	172 / 182 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Options et Accessoires / NC 100 Stérilisateur à Vapeur Vertical

OPTIONS MONTÉES EN USINE

- NC 100Y Imprimante thermique de type panneau
- NC 100A Unité d'alimentation en eau automatique
- NC 100E NüveLift™ pour charger / décharger le panier

OPTIONS

- A 08 191 AlerText™ module d'alarme GSM
- A 08 212 CD du logiciel NüveCloser™ avec 3 m. Câble RS232

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-verticale/13856-sterilisateur-a-vapeur-vertical-modele-nc-100.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Configuration du stérilisateur	De paillasse

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com